

**Richiesta di diagnostica Urgente:  
Pannello rapido meningoencefalite**

Medico: \_\_\_\_\_

Reparto: \_\_\_\_\_

Prelievo del: \_\_\_\_\_

Contatto telefonico per risultati: \_\_\_\_\_

INCOLLARE QUI L'ETICHETTA  
DEL PAZIENTE

**Informazioni per il Medico**

- 1) Far pervenire in laboratorio una provetta di liquor **da punzione lombare** sterile
- 2) Il pannello meningoencefalite rileva la presenza/assenza dei seguenti germi:
  - a. Batteri: *Escherichia Coli K1, Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes, Neisseria meningitidis, Streptococcus agalactiae (Strepto B), Streptococcus pneumoniae (pneumococco)*
  - b. Virus: Citomegalovirus, Enterovirus, Herpes simplex virus-1, Herpes simplex virus-2, Human herpes virus-6, Human parechovirus, Varicella Zoster Virus
  - c. Funghi: *Cryptococcus neoformans/gattii*
- 3) **Una volta richiesta questa analisi, la coltura e la microscopia (colorazione di Gram) seguiranno il giorno successivo**
- 4) In caso di positività, vi verrà indicato il germe rilevato (costo analisi 540 TP)

**Raccomandazioni del gruppo malattie infettive Ticino**

Eeguire Test BioFire immediatamente se

- ✓ Forte sospetto clinico di meningite batterica acuta e/o liquor torbido
- ✓ Paziente immunocompromesso, in particolare se neutropenico
- ✓ Altre situazioni cliniche: il test è eseguito solo se viene riscontrata una pleocitosi (in caso di pleocitosi contattare immediatamente il laboratorio e inoltrare la richiesta BioFire)

**Informazioni per il laboratorio**

- 1) Utilizzare LCR non centrifugato
- 2) Non appena le analisi saranno terminate, comunicare il risultato al medico

**Risultato del pannello:**  Negativo

Positivo (indicare il germe evidenziato): \_\_\_\_\_

- 3) Inviare a SMIC il liquor elaborato in maniera sterile sotto cappa a flusso laminare con il presente formulario.